



CE Sicherheit · Sécurité · Sicurezza

SWISS MADE



Prévoyance santé

PD Care® System -
Protections de Hanches depuis 2002

Préserver la liberté individuelle

Avec le système PD Care®, vous bénéficiez
d'une mobilité sans contrainte
jusqu'à un âge avancé

Raisons et origines du PD Care® Système ?

Le développement des protège-hanches PD Care® a débuté en 2001. L'idée est venue de la pratique. Le système PD Care® a été développé en étroite collaboration avec les utilisateurs, les personnes soignantes, les spécialistes du textile et les experts de l'EMPA et du bpa, qui ont élaboré de nouvelles méthodes de test. L'effet protégeant des protecteurs ont dépassé toutes les attentes. Ceci en raison des matériaux choisis, de la forme du protecteur et des slips fonctionnels conçus récemment. Cette solution garantit une bonne adaptation et maintient le protecteur dans une position optimale. Les protecteurs et les slip fonctionnels sont au top niveau et très avancé en termes de matériaux, de design et de confort. Les protecteurs PD Care® sont les plus testées sur le marché et sont incomparables en termes de protection. Ils sont fabriqués en taille unique.

Ce système est jusqu'à ce jour le seul à avoir passé et réussi les examens de l'EMPA (Institut fédéral d'essai des matériaux et de recherche de St-Gall)

Matériél et effet

Les **protecteurs de hanches** PD Care® sont fabriqués à partir d'une mousse spécifiquement développée. Celle-ci se distingue des qualités de mousse traditionnelles par son aptitude à absorber l'énergie et son influence à la température. La réaction est différente selon le degré de force exercée : en cas de faible pression, le protecteur présente un aspect élastique et souple. En cas de choc (lors d'une chute), il amortit les forces et répartit le reste de l'énergie sur une grande surface. Ces qualités permettent d'absorber l'impact et d'éviter les fractures.

Les protège-hanches de PD Care® protègent jusqu'à 95% des fractures en cas de chute, notamment au niveau du col du fémur.

Les **slip fonctionnels PD Care®** sont fabriqués en coton de qualité supérieure (95%) et en Lycra (5%). Ils garantissent une excellente tenue, une qualité supérieure et une grande durabilité. Avec coupe de tissu sophistiqué, les protections restent au bon endroit, quel que soit le modèle ou la taille dont vous avez besoin. En cas d'incontinence, le slip peut également être portés avec des couches. Elles sont produites en exclusivité pour PDCare chez **HANRO** OF SWITZERLAND

Confort

Le matériel du protecteur PD Care® n'a pas seulement un bon effet de protection, mais il est également très confortable à porter. La réaction à la chaleur du corps permet une adaptation parfaite. **Les points de pression sur la peau sont réduit au minimum.** Grâce à ces qualités, les protecteurs PD Care® peuvent également être portées la nuit. En position couchée, le matériel s'adapte de manière idéale au corps - en se levant, il retrouve sa forme initiale en quelques secondes.

Les bordures élastiques de la taille et des jambes des **slips fonctionnels** garantissent un confort exceptionnel. Ils peuvent être enfilés et retirés presque sans effort. La forme parfaite et la grande élasticité sont régulièrement appréciées par nos clients. Le matériel d'incontinence peut ainsi être placé de manière optimale et agréable.

Poches des protecteurs

Les poches sont intégrées dans les slips fonctionnels de manière à ce que les protecteurs soient idéalement placés et agissent de manière optimale en cas de chute. Les protecteurs peuvent être insérés et retirés facilement. La fermeture des poches qui se chevauchent ne nécessite pas de bandes velcro. Ainsi, la fermeture reste impeccable même après plusieurs années. Sans velcro, elle ne constitue pas un danger pour les autres vêtements lors du lavage et du port.

Hygiène, lavage et nettoyage

Avant le lavage, enlever les protecteurs du slip fonctionnel. Ils ne devraient pas être lavés en machine ni séchés au sèche-linge. Nous recommandons de les nettoyer avec un chiffon humide en microfibres de haute qualité.

Les **slips fonctionnels** doivent être lavés conformément aux instructions de lavage. Avec cet entretien, la qualité et l'aspect restent intacts même après **200 lavages**

Durée de vie et garantie des protections

Pour une protection optimale, nous recommandons de remplacer les protecteurs après deux à trois ans d'utilisation. Les protections qui ont été endommagées lors d'une utilisation correcte pendant la période de garantie sont remplacées gratuitement (voir sous EXP. à l'intérieur de la protection).

L'ensemble du système PD Care® atteint un degré d'efficacité dans la protection des hanches qui assure la plus grande protection possible contre les fractures en cas de chute. La qualité des tissus et la flexibilité des protecteurs offrent un excellent confort et une grande liberté. C'est la raison pour laquelle ces slips sont encore aujourd'hui très faciles à utiliser.

Les résultats personnalisés indiquent que le système PD Care® atteint le plus haut niveau de recommandation. Les rapports d'essai peuvent être visionnés sur rendez-vous au bureau de l'entreprise.

Taille

PD-Care Taille	Taille Femmes	Taille Hommes	Taille en cm	Hanche en cm
XS	34–36	42–44	61– 80	75– 84
S	38	46	66– 86	79– 90
M	40	48–50	71– 92	84– 99
L	42	52–54	76– 99	90–108
XL	44	56–58	82–108	97–117
XXL	46–48	60	88–118	105–126
3XL	50	62	94–130	114–136

En cas d'incontinence, ajoutez 2 à 8 cm à votre mesure de hanche mesurée, selon l'épaisseur.

PD Care® Protecteurs

Protecteur Modèle Soft

PD Care® paire de protecteur (Taille unique)

Sortiment PD Care® Slip

Modèle Standard blanc (MSw)

PD Care slip unisex avec elast, blanc
Solide et durable, tailleL, S – 3XL

Modèle Standard foncé (MSd)

PD Care slip unisex avec elast, foncé/sureau,
Solide et durable, taille S - XXL

Modèle Protège-coccyx (MSBS)

PD Care slip protège-coccyx,
Solide et durable, taille S - XXL

Modèle Hommes (MH)

PD Care slip homme, foncé/sureau,
sportif avec ouverture, taille S – XXL

Modèle confort (MW)

PD Care slip avec ceinture confort, blanc,
Port confort, taille XS – XXL

Modèle De Luxe (MD)

PD Care slip avec bordures en dentelles
Coton mercerisé, Logo brodé

Variantes de SET

Set 1

Comprenant 3 slips et 1 paire de protecteurs

Set 3

Comprenant 7 slips et 1 paire de protecteurs



PD Care GmbH
Heuweg 13, CH-5604 Hendschiken
Tel. +41 44 480 02 20
Fax +41 44 481 15 11
Mobile: +41 79 328 57 78
info@pdcare.ch · www.pdcare.ch



**TEXTILES
VERTRAUEN**
Schadstoffgeprüfte Textilien
Tested for harmful substances
nach / according to Öko-Tex Standard 100
Prüf-Nr. 98.0.1773 · FI Hohenstein