



**CE** Sicherheit · Sécurité · Sicurezza



Proteggere ciò che è prezioso

PD Care® System -  
Protezione dell'anca dal 2002

Mantenere la libertà personale

Con il PD Care® System Lei decide per la  
libertà di movimento senza preoccupazioni  
fino all'età più avanzata

## Come e perché è stato sviluppato il PD Care® System?

Lo sviluppo degli inserti di protezione per l'anca PD Care® ha avuto inizio nel 2001. L'idea è nata dalla pratica. In stretta collaborazione con pazienti e personale sanitario, come pure tecnici del settore tessile ed esperti dell'EMPA e del BfU sono stati elaborati nuovi metodi di verifica ed è stato sviluppato il sistema PD Care®. L'effetto protettivo di questi dispositivi ha superato ogni attesa. Ciò grazie ai materiali scelti, alla forma degli inserti e agli shorts/boxer funzionali di recente creazione. La combinazione di questi fattori garantisce un'elevata vestibilità e mantiene l'inserto di protezione nella posizione ottimale. Le protezioni e la biancheria funzionale sono di livello massimo, sia dal punto di vista dei materiali e della vestibilità, come pure otticamente esse precedono i tempi.

Gli inserti di protezione PD Care® sono i più verificati sul mercato e il loro sistema protettivo è inequagliato. Vengono prodotti sempre in una taglia unica.

Questo sistema è finora l'unico che ha affrontato e superato positivamente tutte le verifiche dell'EMPA (Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca di San Gallo).

## Scelta del materiale e effetto

Gli **inserti di protezione** PD Care® vengono fabbricati in una speciale schiuma sviluppata ad hoc, che si differenzia dalle usuali schiume per il suo comportamento energetico-assorbente e termo-dipendente. La reazione di questo materiale innovativo è, a seconda della forza dispiegata, assai diversa: nel caso di una pressione lenta, il dispositivo ha un comportamento morbido ed elastico, mentre nel caso di un colpo improvviso (come nella caduta) esso mitiga le forze e distribuisce in modo ampio l'energia residua. Grazie a queste proprietà l'effetto del colpo viene assorbito e quasi sempre si evitano le fratture.

I dispositivi di protezione dell'anca di PD Care® evitano nel caso di cadute **fino al 95%** delle fratture, in particolare quelle dell'osso del collo del femore.

Gli PD Care® **shorts/boxer funzionali** sono costituiti da cotone di alta qualità (95%) e Lycra (5%). Garantiscono un'ottima vestibilità accompagnata a massima qualità e durata. Grazie al particolare taglio gli inserti di protezione sono sempre al posto giusto, indifferentemente dal modello scelto e dalla taglia necessaria. Gli shorts/boxer possono essere indossati anche con prodotti per l'incontinenza. Sono prodotti esclusivamente per PD Care® dalla ditta **HANRO** BY SWITZERLAND

## Comfort e vestibilità

Il materiale **dell'inserto di protezione** PD Care® non solo è concepito per avere un effetto protettivo in caso di cadute, ma anche per una vestibilità ed un comfort molto alti. La loro reazione al calore comporta un adattamento automatico alla forma del corpo. **Si evitano in tal modo efficacemente pressioni e lesioni sulla pelle.** Grazie a questa qualità i dispositivi di protezione PD Care possono essere indossati anche durante la notte. Il materiale si adatta perfettamente al corpo adagiato, mentre alzandosi dal letto in pochi istanti ritorna alla sua forma originaria.

Inoltre per gli **shorts/boxer funzionali** la vestibilità e il massimo comfort sono assicurati dai bordi vita e coscia altamente elasticizzati, che possono venire infilati e sfilati quasi senza difficoltà. La buona forma e l'alta elasticità sono regolarmente sottolineate dai nostri clienti. I prodotti per l'incontinenza possono perciò essere posizionati in modo ottimale e gradevole.

---

## Tasche per inserti di protezione

Le tasche sono inserite negli shorts/boxer funzionali in modo tale da poter posizionare in modo ideale i dispositivi, affinché l'efficacia sia ottimale in caso di caduta. Le protezioni possono essere inserite e tolte in modo semplice e rapido. La chiusura sovrapposta delle tasche non rende necessarie delle strisce in velcro. In questo modo la chiusura rimane perfetta anche dopo un uso pluriennale. Rinunciando al velcro, inoltre si evitano i danni durante il lavaggio e non si rischia di danneggiare altri capi d'abbigliamento quando indossati.

## Igiene, lavaggio e pulizia

Gli inserti di **protezione vanno tolti** dagli shorts/boxer funzionali prima del lavaggio. Non, devono essere lavati in lavatrice e neppure asciugati nel tumbler. Consigliamo di lavarli con un panno in microfibra inumidito.

Gli **shorts/boxer funzionali** vanno lavati seguendo le indicazioni sul prodotto. Se trattati con cura, **qualità e aspetto pregiati rimarranno integri anche dopo più di 200 lavaggi**.

## Durata e garanzia degli inserti di protezione

Per una protezione ottimale consigliamo di sostituire gli inserti dopo circa 2 ½ / 3 anni d'uso. I dispositivi che, nonostante un uso corretto, dovessero risultare danneggiati entro la data di scadenza (si veda sotto EXP, sul lato interno del prodotto) verranno sostituiti gratuitamente.

*Il sistema completo PD Care® raggiunge un grado di efficacia che, in caso di cadute, offre la maggior sicurezza possibile per prevenire fratture ossee. La qualità dei tessuti e la capacità di adattamento degli shorts/boxer funzionali consente una grande comodità e libertà di movimento. Questa biancheria si caratterizza per il facile utilizzo, ora e sempre.*

*Risultati personalizzati mostrano che il PD Care® System raggiunge il più alto grado di raccomandabilità. Su appuntamento i referti di controllo e le serie di test sono visibili presso la nostra sede sociale.*

## Indicazioni sulle taglie

PD-Care Funktion	Taglia Taglia donna	Taglie uomo	Giro vita in cm	Giro fianchi in cm
XS	34–36	42–44	61– 80	75– 84
S	38	46	66– 86	79– 90
M	40	48–50	71– 92	84– 99
L	42	52–54	76– 99	90–108
XL	44	56–58	82–108	97–117
XXL	46–48	60	88–118	105–126
3XL	50	62	94–130	114–136

In caso di incontinenza si prega di aggiungere al giro fianchi misurato, secondo la taglia, da 2 a 8 cm.

## PD Care® inserti di protezione

---

### Inserto Modello Soft

PD Care® inserti di protezione al paio (taglia unica)



## Assortimento PD Care® shorts/boxer

---

### Modello Standard bianco (MSw)

Shorts PD Care® unisex con elastico, bianche, robuste e durevoli, Taglie S – 3XL

### Modello Standard scuro (MSd)

Shorts PD Care® unisex con elastico, scuro/sambuco, robusti e durevoli, Taglie S - XXL

### Modello con protezione del coccige (MSBS)

Shorts PD Care® con inserto protettivo del coccige, bianchi, robusti e durevoli, Taglie S - XXL

### Modello uomo (MH)

Boxer PD Care®, scuro/sambuco, robusti e durevoli, Taglie S – XXL

### Modello con cintura morbida (MW)

Shorts PD Care® con cintura morbida, bianchi, soffici e molto elastici, Taglie XS – XXL

### Modell De Luxe (MD)

Shorts PD Care® con bordi coscia con pizzo, cotone mercerizzato, logo ricamato



## Varianti di set

---

### Set 1

3 paia di shorts/boxer e 1 paio di inserti

### Set 3

7 paia di shorts/boxer e 1 paio di inserti



PD Care GmbH  
Heuweg 13, CH-5604 Hendschiken  
Tel. +41 44 480 02 20  
Fax +41 44 481 15 11  
Mobile: +41 79 328 57 78  
[info@pdcare.ch](mailto:info@pdcare.ch) · [www.pdcare.ch](http://www.pdcare.ch)



**TEXTILES  
VERTRAUEN**  
Schadstoffgeprüfte Textilien  
Tested for harmful substances  
nach / according to Öko-Tex Standard 100  
Prüf-Nr. 98.0.1773 · FI Hohenstein