



CE Sicherheit · Sécurité · Sicurezza

SWISS MADE



Wertvolles schützen
PD Care® System - Hüftschutz seit 2002

Die persönliche Freiheit bewahren

Mit dem PD Care® System entscheiden Sie
sich für unbeschwerte Bewegungsfreiheit
bis ins höchste Alter

Weshalb und wie entstand das PD Care® System?

Die Entwicklung der PD Care® Hüftprotektoren begann im Jahr 2001. Die Idee kam aus der Praxis. In enger Zusammenarbeit mit Nutzenden und Personen aus der Pflege, sowie Textilfachleuten und Experten der EMPA und des bfu wurden neue Prüfmethode erarbeitet und das System PD Care® entwickelt. Die Schutzwirkung der Protektoren übertraf alle Erwartungen. Dies wegen der gewählten Materialien, der Form des Protektors und den neu entwickelten Funktionshosen. Diese Kombination garantiert den guten Sitz und hält den Protektor in der optimalen Position. Die Protektoren und Funktionshosen sind auf einem Top-Level und materialtechnisch, optisch und im Tragekomfort der Zeit weit voraus.

PD Care® Protektoren sind die meist geprüften auf dem Markt und sind in Ihrem Schutzverhalten unübertroffen. Sie werden immer in einer Einheitsgrösse hergestellt.

Dieses System ist bisher das einzige, welches die Prüfungen der EMPA (Eidg. Materialprüfungs- und Forschungs- Anstalt St. Gallen) durchlaufen und erfolgreich bestanden hat.

Materialwahl und Wirkung

Die PD Care® **Hüftprotektoren** werden aus einem speziell entwickelten Schaumstoff hergestellt. Dieser unterscheidet sich von herkömmlichen Schaumqualitäten durch sein energieabsorbierendes und temperaturabhängiges Verhalten. Die Reaktion ist, je nach Art der Krafteinwirkung, unterschiedlich: Bei langsamem Druck zeigt der Protektor ein elastisches, weiches Verhalten. Bei schockartiger Krafteinwirkung (beim Sturz) dämpft er die Kräfte und verteilt den Rest der Energie grossflächig. Mit diesen Eigenschaften wird die Schlagwirkung absorbiert und Brüche werden fast immer verhindert.

Hüft-Protektoren von PD Care® schützen bei Stürzen **bis zu 95%** vor Frakturen, insbesondere bei den Oberschenkelhals-Knochen.

Die PD Care® **Funktionshosen** sind aus hochwertiger Baumwolle (95%) und Lycra (5%) hergestellt. Sie garantieren einen guten Sitz, höchste Qualität und Dauerhaftigkeit. Mit dem entwickelten Schnitt sitzen die Protektoren immer am richtigen Platz, egal welches Modell Sie wählen und welche Grösse Sie benötigen. Die Hose kann bei Inkontinenz auch mit Einlagen getragen werden. Produziert werden sie exklusiv für PD Care® bei **HANRO**.

Tragekomfort

Das Material des PD Care® **Protektors** ist nicht nur für die Schutz-Wirkung bei einem Sturz ausgelegt, sondern auch für einen hohen Tragekomfort. Die Reaktion auf Wärme verhilft ihm zur automatischen Anpassung an die Körperform. **Druckstellen auf der Haut werden wirkungsvoll vermieden.** Mit diesen Eigenschaften können die PD Care® Protektoren auch nachts getragen werden. In der Liegeposition passt sich das Material ideal dem Körper an – beim Aufstehen erhält es innerhalb weniger Sekunden wieder seine ursprüngliche Form.

Bei den **Funktionshosen** gewährleisten hochelastische Bund- und Beinabschlüsse höchstmöglichen Tragekomfort. Sie können fast ohne Kraftaufwand an- und ausgezogen werden. Die gute Passform und hohe Elastizität, werden von unseren Kunden immer wieder hervorgehoben. Inkontinenzmaterial kann so optimal und angenehm platziert werden.

Protektortaschen

Die Taschen sind so in die Funktionshosen eingearbeitet, dass die Protektoren ideal positioniert sind und bei Stürzen optimal wirken. Die Protektoren können einfach eingesetzt und entfernt werden. Der überlappende Verschluss der Taschen benötigt keine Klettstreifen. Somit bleibt der Verschluss auch nach mehreren Jahren einwandfrei. Ohne Klett bildet er beim Waschen und beim Tragen keine Gefahr für andere Kleidungsstücke.

Hygiene, Waschen und Reinigung

Die **Protektoren** sind vor dem Waschen aus den Funktionshosen zu entfernen. Sie dürfen nicht in der Waschmaschine gewaschen und auch nicht im Tumbler getrocknet werden. Wir empfehlen diese jeweils mit einem hochwertigen, feuchten Mikrofasertuch abzuwaschen.

Die **Funktionshosen** sollen entsprechend den Waschanleitungen gewaschen werden. So gepflegt bleibt die hochwertige Qualität und die Optik auch **nach über 200 Waschgängen** auf hohem Niveau erhalten.

Lebensdauer und Garantie der Protektoren

Für einen optimalen Schutz empfehlen wir, die Protektoren jeweils nach zweieinhalb- bis dreijährigem Gebrauch zu ersetzen. Protektoren, die bei korrekter Handhabung innerhalb des Verbrauchsdatums (siehe unter EXP. auf der Innenseite des Protektors) Schaden nehmen, werden kostenlos ersetzt.

Das Gesamtsystem PD Care® erreicht beim Hüftschutz einen Wirkungsgrad, welcher bei Stürzen die grösstmögliche Sicherheit vor Knochenfrakturen bietet. Die Qualität der Stoffe und die Anpassungsfähigkeit der Protektoren gibt ein Höchstmass an Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. So ist diese Hose äusserst Benutzerfreundlich – und dies bis heute.

Personifizierte Resultate zeigen, dass das PD Care® System den höchsten Empfehlungsgrad erreicht. Auf Voranmeldung sind die Prüfberichte/Testreihen an unserem Firmensitz einsehbar.

Grössenangaben

PD-Care Funktionsgrösse	Kleidergrösse Damen	Kleidergrösse Herren	Bund in cm	Hüfte in cm
XS	34–36	42–44	61– 80	75– 84
S	38	46	66– 86	79– 90
M	40	48–50	71– 92	84– 99
L	42	52–54	76– 99	90–108
XL	44	56–58	82–108	97–117
XXL	46–48	60	88–118	105–126
3XL	50	62	94–130	114–136

Bei Inkontinenz geben Sie zu Ihrem gemessenen Hüftmass, je nach Stärke, 2 – 8 cm dazu.

PD Care® Protektoren

Protektor Modell Soft

PD Care® Protektor-Paar (Einheitsgrösse)



Sortiment PD Care® Hosen

Modell Standard weiss (MSw)

PD Care Hose unisex mit Elast, weiss, robust und langlebig, Grössen S – 3XL

Modell Standard dunkel (MSd)

PD Care Hose unisex mit Elast, dunkel/holunder, robust und langlebig, Grössen S - XXL

Modell Steissbeinschutz (MSBS)

PD Care Hose mit zusätzlichem Steissbeinschutz, robust und langlebig, Grössen S - XXL

Modell Herren (MH)

PD Care Herrenhose, dunkel/holunder, sportlich mit Eingriff, Grössen S – XXL

Modell Weichbund (MW)

PD Care Hose mit Weichbund, weiss, weich und hochelastisch, Grössen XS – XXL

Modell De Luxe (MD)

PD Care Hose mit Beinabschlüssen aus Spitzen, merzerisierte Baumwolle, gesticktes Logo



Set-Varianten

Set 1

Bestehend aus 3 Hosen und 1 Protektoren-Paar

Set 3

Bestehend aus 7 Hosen und 1 Protektoren-Paar



PD Care GmbH
Heuweg 13, CH-5604 Hendschiken
Tel. +41 44 480 02 20
Fax +41 44 481 15 11
Mobile: +41 79 328 57 78
info@pdcare.ch · www.pdcare.ch



TEXTILES VERTRAUEN
Schadstoffgeprüfte Textilien
Tested for harmful substances
nach / according to Öko-Tex Standard 100
Prüf-Nr. 98.0.1773 · FI Hohenstein